

SCHNELLDESINFEKTION DESOMED RAPID AF 10000 ML



Beschreibung

Alkoholische Schnelldesinfektion für kleine Flächen und Medizinprodukte, die rasch wieder zur Verfügung stehen müssen. Das Produkt im 10000 ml Bidon ist verfügbar in verschiedenen, angenehmen Duftvarianten, eine umfassende Wirkung ist garantiert und Verfärbungen sind bei der Anwendung nahezu ausgeschlossen. Der Bidon ist einzeln erhältlich.

Desomed Rapid AF ist geeignet für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Materialien.

Produkteigenschaften Schnelldesinfektion Desomed Rapid AF 10000 ml:

- Inhalt: 10000 ml
- bakterizid (inklusive MRSA)
- fungizid (C. albicans) / levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inklusive HBV / HIV / HCV / Vaccinia- / BVDV- / Influenza-Viren)
- wirksam gegen Adeno-, Rota- und Noroviren (MNV)
- 100 g Lösung enthalten als wirksamen Bestandteil: 42.0 g Ethanol
- Einwirkzeiten nach DGHM/VAH: konzentriert 1 Minute

Anwendung Schnelldesinfektion Desomed Rapid AF 10000 ml:

Zu desinfizierende Flächen vollständig benetzen, Flächen müssen über die Dauer der Einwirkzeit feuchtgehalten werden. Nach Ablauf der Einwirkzeit können die Flächen trocken gerieben werden.

VP: CHF 159.90

SCHNELLDESINFEKTION DESOMED RAPID AF 1000 ML



Beschreibung

Alkoholische Schnelldesinfektion für kleine Flächen und Medizinprodukte, die rasch wieder zur Verfügung stehen müssen. Das Produkt in der 1000 ml Flasche ist verfügbar in verschiedenen, angenehmen Duftvarianten, eine umfassende Wirkung ist garantiert und Verfärbungen sind bei der Anwendung nahezu ausgeschlossen. Die Flasche ist einzeln erhältlich.

Desomed Rapid AF ist geeignet für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Materialien

Produkteigenschaften Schnelldesinfektion Desomed Rapid AF 1000 ml:

- Inhalt: 1000 ml
- bakterizid (inklusive MRSA)
- fungizid (C. albicans) / levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inklusive HBV / HIV / HCV / Vaccinia- / BVDV- / Influenza-Viren)
- wirksam gegen Adeno-, Rota- und Noroviren (MNV)
- 100 g Lösung enthalten als wirksamen Bestandteil: 42.0 g Ethanol
- Einwirkzeiten nach DGHM/VAH: konzentriert 1 Minute

Anwendung Schnelldesinfektion Desomed Rapid AF 1000 ml:

Zu desinfizierende Flächen vollständig benetzen, Flächen müssen über die Dauer der Einwirkzeit feuchtgehalten werden. Nach Ablauf der Einwirkzeit können die Flächen trocken gerieben werden.

VP: CHF 29.90

D3 -SCHNELLEDESINFEKTIONSTÜCHER



Beschreibung

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders gut für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

Anwendung:

Flächen und Gegenstände sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Der Wirkstoff verflüchtigt sich rückstandslos. Nur kleine Flächen behandeln. Die behandelten Flächen müssen während der gesamten Einwirkzeit feucht bleiben. Fläche muss danach nicht nachgespült werden. Nicht anwenden bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Für Acrylglas nicht geeignet.

Wirkungsspektrum:

- bakterizid
- levurozid
- virusinaktivierend

Einwirkzeiten:

Bakterien und Pilze (Candida albicans), Mykobakterien (M.terrae) gem.

DGHM/VAH/EN: 1 Minute.

Behüllte Viren inkl. BVDV/HCV/HBV/HIV/Vakzinia-/Influenza-Viren: 30 Sek.

Zusammensetzung: in 100 g Tränkflüssigkeit sind enthalten: 45 g Ethanol.

VP: CHF 148.90